



## MicroSeal Glaze Istruzioni d'uso

Lo smalto Micro SEAL GLAZE è una vernice acrilica che polimerizza senza alcuna sbavatura.

Chimicamente si basa su acrilati multifunzionali. Il suo uso è preferito per migliorare le superfici di corone o di ponti provvisori basati su sistemi acrilici, protesi totali o parziali, dispositivi ortodontici e vassoi personalizzati.

Proprietà e caratteristiche del Micro SEAL GLAZE

Le caratteristiche del MicroSEAL GLAZE sono la sua superficie totale senza lasciare alcuna sbavatura dopo la polimerizzazione, la sua superficie dura e lucida e la sua superficie più resistente all'abrasione.

Dopo l'uso del MicroSEAL GLAZE la resistenza del dispositivo è ulteriormente migliorata contro l'uso di alcuni detergenti per protesi e contro la deposizione di resti di cibo e di placca.

### Applicazione

- a) Dopo aver creato la corona in resina levare via lo strato con un solvente per esempio alcool.
- b) Applicare uno strato sottile di microSEAL GLAZE senza l'inclusione di bolle d'aria con un pennello sulla superficie opaca.
- c) Utilizzare solo in forni adatti ad esempio per onlay, faccette, etc .
- d) Il tempo di indurimento dipende dall'efficienza della luce: con luce stroboscopica Dentacolor XS *ci vorranno circa 1 ½ minuti, con luci più deboli fino a 3 minuti.*
- e) In alternativa SEAL GLAZE può essere polimerizzato per 20 secondi da ogni lato Dental-Luce alogena Cure Unit (min 500 mW / cm<sup>2</sup>): 20 o LED (min 1000 mW / cm<sup>2</sup>).
- f) Dopo una lieve lucidatura non è indicata alcuna polimerizzazione.

### Nota

Chiudere il flacone immediatamente dopo l'uso.

Non applicare o polimerizzare MicroSEAL GLAZE in bocca!

### Avvertenze

MicroSEAL GLAZE contiene metilene . Non usare in caso di allergia nota contro methil-metacrilato.

### Conservazione

Conservare MicroSEAL GLAZE al riparo dalla luce. Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C (78 ° F).

### Garanzia

La Micropolymer garantisce che questo prodotto sarà esente da difetti nei materiali e nella produzione.

La **Micropolymer** non fornisce alcuna altra garanzia compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

L'utente è responsabile di determinare l'idoneità del prodotto per l'applicazione del **microSEAL GLAZE** .

Se il prodotto è difettoso entro il periodo di garanzia, il rimedio esclusivo della **Micropolymer** sarà la sostituzione del prodotto .

#### Limitazione di responsabilità

Eccetto dove proibito dalla legge, la ditta **Micropolymer** non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da questo prodotto, diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali, qualunque sia la teoria affermata, compresa garanzia, contratto, negligenza o responsabilità oggettiva.

Tenere lontano dai bambini!

Solo per uso odontoiatrico!

Confezione: Bottiglia nera **30 ml**



 Via Torrette Battifoglia Zona Industriale, Fraz. S.Andrea Delle Fratte, 06132 Perugia Italy P.Iva 03533540542

[info@micropolymerdental.com](mailto:info@micropolymerdental.com)  
[www.micropolymerdental.com](http://www.micropolymerdental.com)



Phone: (+39) 327 4572 561 

Phone/Fax +39 0924 49 089 