



## MicroSeal Glaze Instrucciones de uso

El esmalte Micro SEAL GLAZE es un barniz acrílico que se polimeriza sin mancharse.

Químicamente se basa en acrilatos multifuncionales. Se prefiere su uso para mejorar las superficies de coronas o puentes temporales basados en sistemas acrílicos, dentaduras postizas completas o parciales, dispositivos de ortodoncia y bandejas personalizadas.

### Propiedades y características del Micro SEAL GLAZE

Las características del MicroSEAL GLAZE son su superficie total sin dejar rebabas después de la polimerización, su superficie dura y brillante y su superficie más resistente a la abrasión.

Después del uso del MicroSEAL GLAZE, la resistencia del dispositivo se mejora aún más contra el uso de algunos limpiadores de prótesis y contra la deposición de restos de comida y placa. Applicazione

- a) Después de crear la corona de resina, retire la capa con un solvente como alcohol.
- b) Aplique una capa delgada de microSEAL GLAZE sin incluir burbujas de aire con un pincel sobre la superficie mate.
- c) Usar solo en hornos adecuados, por ejemplo, para revestimientos, carillas, etc.
- d) El tiempo de endurecimiento depende de la eficiencia de la luz: con la luz estroboscópica Dentacolor XS tomará aproximadamente 1 ½ minutos, con luces más débiles hasta 3 minutos.
- e) Alternativamente, SEAL GLAZE puede curarse durante 20 segundos en cada lado Unidad de curado de halógeno Dental-Luce (mínimo 500 mW / cm<sup>2</sup>): 20 o LED (mínimo 1000 mW / cm<sup>2</sup>).
- f) Después de un ligero pulido, no se indica polimerización.

### Nota

Cierre la botella inmediatamente después de su uso.

¡No aplique ni cure MicroSEAL GLAZE en la boca!

### Advertencias

MicroSEAL GLAZE contiene metileno. No usar en caso de alergia conocida contra el metacrilato de metilo.

### almacenamiento

Guarde MicroSEAL GLAZE lejos de la luz. No almacene por encima de 25 ° C (78 ° F).

### garantía

Micropolymer garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y producción.

Micropolymer no ofrece otras garantías, incluidas las garantías de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular.

El usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para la aplicación del microSEAL GLAZE.

Si el producto es defectuoso dentro del período de garantía, el remedio exclusivo del micropolímero será el reemplazo del producto.

Descargo de responsabilidad

Excepto donde lo prohíba la ley, la compañía de micropolímeros no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja de este producto, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, cualquiera que sea la teoría alegada, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

¡Aléjate de los niños!



 Via Torrette Battifoglia Zona Industriale, Fraz. S.Andrea Delle Fratte, 06132 Perugia Italy P.Iva 03533540542

[info@micropolymerdental.com](mailto:info@micropolymerdental.com)

[www.micropolymerdental.com](http://www.micropolymerdental.com)

¡Solo para uso dental! Embalaje: botella negra de 30 ml



Phone: (+39) 327 4572 561  Phone/Fax +39 0924 49 089 