

Micro Pattern Plus Instrucciones de uso

Es una resina auto curable moldeable para la construcción de:

- coronas telescópicas y cónicas
- férulas para soldar
- inlay / onlay / adjunto adjunto Maryland
- Uso indirecto directo
- superestructuras de implantes

2 Instrucciones de uso:

Preparación:

Coloque la cantidad correspondiente de líquido y polvo en un tazón para mezclar separado.

Técnica de procesamiento con pincel:

Sumerge la punta del pincel en el líquido, luego recoge una pequeña cantidad de polvo. La resina en la punta del pincel se puede aplicar para modelar.

Después de completar el modelado, retírelo y verifique el margen y la superficie en un grosor de aproximadamente 0.3-0.4 mm

Técnica de masa:

Mezcle polvo y líquido hasta obtener la consistencia deseada para el tipo de procesamiento..

El modelado, la combustión y la fusión se realizan de la misma manera que la técnica de depilación..

1 Contraindicaciones:

En caso de alergia conocida a uno o más ingredientes, el producto no debe usarse. Si el material entra en contacto con la mucosa oral por aplicación directa, enjuague bien la boca con agua..

Advertencias:

- Si está trabajando en un modelo de yeso, el aislamiento debe usarse como agente separador
- Limpie el cepillo después del uso o, si es necesario, durante el procedimiento de trabajo con el líquido.
- No devuelva ningún líquido o polvo restante en la botella.

5 medidas de conservación y seguridad:

No use el material después de la fecha de vencimiento. Almacene a temperaturas que no excedan los 25 ° C [77 ° F]. Proteger de la luz solar. Cierre los envases inmediatamente después de su uso. Mantener alejado del calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes. No Fumar. Deseche el contenido / contenedor de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación. Líquido y vapores altamente inflamables..

Causa irritación de la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede causar irritación en el tracto respiratorio. Evite respirar polvo / humo / gas / niebla / vapor / aerosol. Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección para la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar abundantemente con agua y jabón.

Confezioni: 100g polvere – Liquido 100ml



Via Torrette Battifoglia Zona
Industriale, Fraz. S.Andrea
Delle Fratte, 06132 Perugia
Italy P.Iva 03533540542

info@micropolymerdental.com

www.micropolymerdental.com

Phone: (+39) 327 4572 561 

Phone/Fax +39 0924 49 089 